

PRELEVEMENTS PAR ECOUVILLONAGE NASOPHARYNGE

Matériel

- Ecouvillon en polyester ou nylon floqué
- Milieu de transport adapté aux virus

Méthode

- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière
- Insérer l'écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais (cf. schéma)
- Imprimer un léger mouvement rotatif sur la surface supérieure du nasopharynx
- Retirer lentement l'écouvillon du site de prélèvement
- L'écouvillon doit ensuite être plongé dans le tube contenant le milieu de transport. Casser la tige manuellement pour permettre la fermeture étanche du bouchon.

