



BON DE DEMANDE D'EXAMENS EN GARDE (16h - 8h / WEEK-END / JOURS FERIES)

GLIMS

CHI Frejus Saint-Raphaël Service de Biologie ☎ 39 06 (réception) 04 94 40 20 26 (secrétariat)

Etiquette CB patient

Si indisponible, inscrire:
Nom Prénom:.....
Nom de jeune fille:.....
Date de naissance:.....
Sexe:.....
N° de séjour:.....

Etiquette CB UF

Prescripteur:

Préleveur:



Date de prélèvement

/ /

Heure

H

Urgent <2h

Urgence vitale (<30min)

☎ : 2028 -2430- 2431

Renseignements cliniques:

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Grossesse | <input type="checkbox"/> Hépatomégalie | <input type="checkbox"/> Suspicion d'hétopathie | <input type="checkbox"/> Pré opératoire | <input type="checkbox"/> Saignement, hémorragie |
| <input type="checkbox"/> Chimiothérapie | <input type="checkbox"/> Splénomégalie | <input type="checkbox"/> Hétopathie connue | <input type="checkbox"/> Thrombose | <input type="checkbox"/> Surveillance anticoagulant |
| <input type="checkbox"/> Transfusion | <input type="checkbox"/> Adénopathie | laquelle:..... | <input type="checkbox"/> Suspicion CIVD | |

Hématologie cytologie ☎ 2430 (tube EDTA)

Hemostase ☎ 2431 (tube citraté)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Numération sanguine avec formule leucocytaire | <input type="checkbox"/> Kleihauer post-partum |
| <input type="checkbox"/> Numération sanguine sans formule leucocytaire | <input type="checkbox"/> Kleihauer grossesse |
| <input type="checkbox"/> Numération plaquettaire seule | |
| <input type="checkbox"/> Numération plaquettaire seule tube citraté | |
| <input type="checkbox"/> Réticulocytes | |
| <input type="checkbox"/> Recherche de plasmodium # | |
| <input type="checkbox"/> Recherche de schizocytes | |

Traitement à renseigner

- | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Pas de traitement | <input type="checkbox"/> Relai H/AVK | <input type="checkbox"/> Xarelto | <input type="checkbox"/> Vit K |
| <input type="checkbox"/> Patient ne sait pas | <input type="checkbox"/> Héparine | <input type="checkbox"/> Eliquis | <input type="checkbox"/> PPSB,CCPA |
| <input type="checkbox"/> AVK | <input type="checkbox"/> Calciparine | <input type="checkbox"/> Pradaxa | <input type="checkbox"/> Plasma |
| <input type="checkbox"/> Introduction AVK | <input type="checkbox"/> HBPM | <input type="checkbox"/> Organan | <input type="checkbox"/> Facteur isolé |
| <input type="checkbox"/> Arrêt AVK | <input type="checkbox"/> Arixtra | <input type="checkbox"/> Arganova | <input type="checkbox"/> Autre: |

Autres examens sur justification médicale:

En l'absence d'information pertinente les examens ne seront pas réalisés.

Posologie UI /prise

ou

Posologie ml ou mg ou cp /prise

Heure de dernière prise

ou
Perfusion continue

H

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> TP | <input type="checkbox"/> INR |
| <input type="checkbox"/> TCA (préop ou traitement) | <input type="checkbox"/> Fibrinogène |
| <input type="checkbox"/> Monomères de fibrine | <input type="checkbox"/> DDimères |
| <input type="checkbox"/> Anti thrombine | <input type="checkbox"/> Facteur V |
| <input type="checkbox"/> Facteur VIII | <input type="checkbox"/> Facteur IX |

CIVD :TP TCA FIB MF DDI PLAQ (1tube citraté+1tube edta)

- Activité anti Xa
- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Héparine standard (héparine, calciparine) |
| <input type="checkbox"/> HBPM (lovenox, innohep, fradox, fraxiparine, fragmine) |
| <input type="checkbox"/> Organan |
| <input type="checkbox"/> PREOP: Dépistage de "Xaban" |

Thrombopénie à l'héparine

Ac anti PF4-Hep (tube citraté)

HORODATAGE

dans le sens et au niveau de la flèche



Ce cadre est réservé à l'horodatage. Ne rien inscrire d'autre.



BIOCHIMIE

☎ 2429

SANG

URINES

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Merci de renseigner **AU RECTO**

- Glycémie
- Potassium
- Iono (Na, K, Cl)
- Bicarbonates
- Protides
- Calcium
- Créatinine
- Urée
- Phosphore
- Acide urique

1tube hépariné
pour toute la case

Iono complet

Bilan Réanimation

- CK
- LDH
- ASAT, ALAT
- GGT
- PAL
- Bilirubine
- Lipase
- Alcoolémie
- Protéine C réactive
- Troponine
- Myoglobine
- Haptoglobine
- Albumine
- TSH : saisir le traitement en renseignement clinique

Enzymes cardiaques

Bilan hépatique

- BNP (tube EDTA)
- Ammoniémie (tube EDTA à 4°C)
- Procalcitonine (tube hépariné)
- Procalcitonine sur sang de cordon (Tube hépariné)
- BHCG (1 tube hépariné)
- Date des dernières règles

□ □ / □ □ / □ □

SUR GAZ DU SANG

- Artériel
- Veineux
- Sang de cordon
- Air ambiant
- O₂
- VNI

Préciser la Température (°C) sur la seringue

- Gazométrie
- Potassium
- Sodium
- Oxyde de carbone
- Ca ionisé (gaz ou tube hépariné)
- pH
- Ca ionisé hémofiltrat
- Lactates (gaz ou tube hépariné à 4°C)

TOXIQUES (1 tube sec)

- Phénobarbital
- Tricycliques
- Benzos

MEDICAMENTS (1 tube sec)

- Paracétamol
- Acide valproïque = Dépakine
- Digoxine
- Carbamazépine = Tégrétol

- Miction
- Urines des 24h
(préciser le volume en L)

□ □ □ □

- Na, K
- Urée
- Créatinine
- Clairance
- Protéine
- Glucose

- Benzodiazépines
- Tricycliques
- Barbituriques
- Cannabis
- Opiacés
- Cocaïne
- Amphétamines
- Métamphétamines
- Méthadone
- Ecstasy = MDMA
- Buprénorphine

LIQ. PONCTION

- Ascite
- Pleural
- Autre :
- Articulaire
- Péricardique
- Protéines
- Na, K, Cl
- Glucose
- LDH
- Lipase

AUTRES EXAMENS