



Réf: PAC/LAB/HLA/FO/004
Version : 6

Titre : Pré-analytique : PRESCRIPTION
D'EXAMENS D'HISTOCOMPATIBILITE ET
D'IMMUNOGENETIQUE HLA Greffes de cellules
souches hématopoïétiques Centre greffeur adulte

Date d'effet : 13/07/2021

Commentaire : *Modification du titre, suppression du détail des loci typés, diminution 1 tube EDTA pour contrôle*

PRESCRIPTION D'EXAMENS D'HISTOCOMPATIBILITE ET D'IMMUNO-GENETIQUE HLA
Greffes de cellules souches hématopoïétiques Centre Greffeur adulte

PRESCRIPTEUR

Nom / Prénom:

Signature:

Date de prescription : | | | | | | | | | |

ETABLISSEMENT DE SANTE

Identification :

Service / UF:

Tel direct :

PATIENT ou DONNEUR ou USP Sexe (*): F M

Nom de naissance (*):

Nom d'usage ou Identifiant Donneur ou USP (*):

Prénom (*):

Identifiant unique :

Né(e) le (*): | | | | | | | | | |

PRELEVEUR

Nom / Prénom:

Signature :

Date de prélèvement (*): | | | | | | | | | |

Heure de prélèvement :H.....

(* Eléments à indiquer sur les tubes)

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET BIOLOGIQUES OBLIGATOIRES

PATIENT	<input type="checkbox"/> Typage HLA 1^{ère} intention	2 tubes sang sur EDTA
	<input type="checkbox"/> Contrôle typage HLA	1 tube sang sur EDTA
ETUDE FAMILIALE	Type de lien: <input type="checkbox"/> Fratrie <input type="checkbox"/> Famille élargie <input type="checkbox"/> Parent/enfant Pour le receveur: Nom de naissance : Nom d'usage : Prénom : Identifiant unique: Date de naissance : Poids :	<input type="checkbox"/> Typage HLA 1^{ère} intention 2 tubes sang sur EDTA <input type="checkbox"/> Contrôle typage HLA 1 tube sang sur EDTA
DONNEUR OU USP		<input type="checkbox"/> Typage HLA Donneur phénoïdétique sang sur EDTA ou ADN <input type="checkbox"/> Typage HLA USP recrutée (BSC) ADN ou segment attaché <input type="checkbox"/> Contrôle typage HLA USP (CTC) segment attaché
ACAL	Evènements immunisants : <input type="checkbox"/> Transfusion(s) <input type="checkbox"/> Transplantation(s) <input type="checkbox"/> Grossesse Date :	<input type="checkbox"/> Recherche d'anticorps anti leucoplaquettaire (ACAL) 2 tubes sang sur tube sec
CROSS MATCH	Associé à un typage HLA du donneur et un ACAL du receveur	<input type="checkbox"/> Cross match Virtuel <input type="checkbox"/> Cross match LCT Donneur 6 tubes sang sur EDTA
<u>Cadre réservé à l'ES</u>		

Les examens hors nomenclature seront facturés selon la codification de la DGOS (liste complémentaire et RIHN)
 Les examens entre parenthèses seront réalisés en accord avec les différents services prescripteurs.

CONSERVATION ET TRANSPORT DES TUBES A TEMPERATURE AMBIANTE