



BON DE DEMANDE D'EXAMENS D'HEMATOLOGIE HEMOSTASE CHIMIE

GLIMS

CHI Frejus Saint-Raphaël Service de Biologie ☎ 04 94 40 39 06 (réception) 04 94 40 20 26 (secrétariat)

Etiquette CB patient

Etiquette CB UF

Prescripteur:

Si indisponible, inscrire:
Nom d'usage, Prénom:.....
Nom de naissance:.....
Date de naissance:.....
Sexe:.....
N° de séjour:.....

Préleveur:



Date de prélèvement / / Heure H

Urgent <2h Urgence vitale (<30min) ☎ : 3906-2430- 2431

Renseignements cliniques:

- Grossesse
- Hépatomégalie
- Suspicion d'hétopathie
- Pré opératoire
- Saignement, hémorragie
- Chimiothérapie
- Splénomégalie
- Hétopathie connue
- Thrombose
- Surveillance anticoagulant
- Transfusion
- Adénopathie
- laquelle:.....
- Suspicion CIVD

Hématologie cytologie (tube EDTA) ☎ 2430

- Numération sanguine avec formule leucocytaire
- Numération sanguine sans formule leucocytaire
- Numération plaquettaire seule
- Numération plaquettaire seule sur tube citraté
- Réticulocytes
- Schizocytes
- Acanthocytes
- Agglutinines froides ☒ +1 EDTA
- Recherche plasmodium (paludisme) # (+1 EDTA)
- Suivi Paludisme
- Myelogramme # *
- Cellules anormales hématopoïétiques sur autre liquide biologique #:.....
- VS (+1 tube EDTA)
- T4T8 (suivi HIV+)* ☒ +1 EDTA
- Kleihauer post-partum
- Kleihauer grossesse
- Electrophorèse Hb \$
- Tricholeucocytes
- Sézary
- Lympho lymphomateux
- Grd Lympho Granuleux
- Clone HPN ☒ +1 EDTA

Immunophénotypage ☒

- Typage Hétopathies aiguës (blastes)# sang* moelle
- Typage Sd lymphoprolifératifs # sang* moelle
- Typage sur liquides divers # LCR Autres liquides
- Typage T, B, NK (déficit immunitaire)# Sang*

Oncogénétique ☒

- Caryotype hétopathies malignes #@ sang moelle
- Mutation JAK V 617 F #@ sang moelle
- Transcrit fusion BCR ABL #@ sang moelle

Autres examens:.....

Hémostase (tube citraté) ☎ 2431

Traitement à renseigner

- Pas de traitement
- Patient ne sait pas
- AVK
- Introduction AVK
- Arrêt AVK
- Relai H/AVK
- Héparine
- Calciparine
- HBPM
- Arixtra
- Xarelto
- Eliquis
- Pradaxa
- Orgaran
- Arganova
- Vit K
- PPSB, CCPA
- Plasma
- Facteur isolé
- Autre:.....

Posologie UI /prise

ou

Posologie mg ou ml ou cp/prise

Heure de dernière prise

ou perfusion continue

- TP INR FII
- TCA (préop ou trait.) FVII
- Fibrinogène FX
- FV

Maladie de Willebrand ☒

Diagnostic Willebrand

Hémophilie A

FVIII

Recherche AC anti VIII

Hémophilie B ☒

Recherche AC anti IX

Recherche AC anti IX

- Monomères de fibrine FVIII
- DDimères FIX
- Anti thrombine FXI
- Exploration allongement inexpliqué TCA
- CIVD (TP TCA FIB MF DDI PLAQ) (1tube citraté et 1 tube edta)

Activité anti Xa

Activité anti IIa

- Héparine standard (héparine, calciparine)
- HBPM (lovenox, fraxodi, fraxiparine, innohep, fragmine) Pradaxa ☒
- Orgaran Xarelto ☒ Eliquis ☒
- PREOP: Dépistage de "Xaban"

Bilan de Thrombophilie de 1ère intention ☒ (sauf ACC lupique et antithrombine)
Interférences médicamenteuses: cf Manuel de prélèvement

- Anti thrombine Proteine S Proteine C RPCa (2tubes citratés)
- Anticoagulants circulants type lupique (2 tubes citratés)
- Mutation Fact V Leiden @ (2 EDTA) Mutation FII G20210A @ (2edta)
- AC anti beta 2 glycoprotéine I (tube sec) AC anti cardiolipine (tube sec)

Thrombopénie à l'héparine

- Ac anti PF4-Hep (tube citraté) £ Agrégation Plaquettaire à l'héparine £ **Acheminement <30 minutes** (4 tubes citratés) ☒

#: renseignements cliniques nécessaires \$: fer, ferritine nécessaires
 @: attestation consultation et consentement *: numération nécessaire
 £: joindre fiche de renseignements TIH ☒ examen transmis
 Réservé laboratoire: EDTA HEP CIT SEC



HORODATAGE

dans le sens et au niveau de la flèche

Ce cadre est réservé à l'horodatage. Ne rien inscrire d'autre.



BIOCHIMIE

2429

SANG

URINES

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Merci de renseigner AU RECTO

- Glycémie 1tube hépariné avec gel pour toute la case
- Potassium
- Iono (Na, K, Cl) Iono complet
- Bicarbonates
- Protides Bilan Réanimation
- Calcium
- Créatinine
- Urée Magnésium
- Phosphore
- Acide urique

- CK Enzymes cardiaques
- LDH
- ASAT, ALAT
- GGT Bilan hépatique
- PAL
- Bilirubine
- Lipase
- Cholestérol
- Triglycérides
- HDL + LDL
- Alcoolémie
- Protéine C réactive
- Troponine
- Myoglobine
- Haptoglobine
- Albumine
- Fer sérique
- Transferrine
- Fer + Coefficient saturation transferrine
- Ferritine
- TSH : saisir le traitement en renseignement clinique
- T4L

- BNP (tube EDTA)
- Ammoniémie (tube EDTA à 4°C)
- Procalcitonine (tube hépariné avec gel)
- Procalcitonine sur sang de cordon (Tube hépariné)
- Préalbumine (tube sec)
- IgG 1 tube sec
- IgA
- IgM
- Electro. protéines 1 tube sec
- IEP
- Kappa libres BHN 1 tube sec
- Lambda libres BHN
- BHCG (1 tube hépariné avec gel)

METABOLISME GLUCIDIQUE

- Glycémie à jeun (tube fluoré)
- Glycémie post-prandiale (tube fluoré)
- HbA1c (tube EDTA)
- Insuline (tube sec)
- Peptide C (tube sec)
- Peptide C post prandial (tube sec)
- HGPO Qté sucre : 75g 1,75g/kg

- Dépistage diabète gestationnel (tubes fluorés):
- Glycémie : 0, 60', 120' (75 g glucose absorbé) = Test OMS
 - Glycémie : 0, 60', 120', 180' (100 g glucose absorbé)

GAZ DU SANG

- Artériel Veineux Sang de cordon
- Air ambiant O2 VNI
- Acheminement <30 minutes**
- Précisez la Température (°C) sur la seringue
- Gazométrie Potassium Sodium
- Oxyde de carbone Ca ionisé (gaz ou tube hépariné sans gel)
- pH Ca ionisé hémofiltrat
- Lactates (gaz ou tube hépariné SANS GEL à 4°C)

TOXIQUES (1 tube sec)

- Phénobarbital Tricycliques Benzos

MEDICAMENTS (1 tube sec)

- Paracétamol Acide valproïque = Dépakine
- Digoxine Carbamazépine = Tégrétol

MARQUEURS

- ACE CA 15.3 CA 19.9 AFP
- CA 125 1 grand tube sec
- PSA (1 tube sec) Béta2-microglobuline (1 tube sec)
- Ac hyaluronique (JEUN impératif) 1 tube sec

VITAMINES - HORMONES (tubes secs)

- Folates Vitamine B12 Vit. D
- FSH LH Prolactine PTH 1 tube
- Oestradiol Progestérone
- Cortisol Test au Synacthène (Cortisol T0 et T60)
- Cycle du cortisol
- ACTH (tube spécial aprotinine)
- Erythropoïétine = EPO (prélever le matin)

Prélèvements à centrifuger dans l'heure

- Vitamine C (tube hépariné sans gel à l'abri de la lumière)
- Homocystéine (JEUN impératif, tube citraté)
- CH50 1 tube sec Acheminement <30 minutes
- Complément C3 Complément C4 1 tube sec

- Miction
- Urines des 24h (préciser le volume en L)

- Na, K, Cl
- Urée
- Créatinine
- Clairance#
- Protéine
- Glucose # clairance créatinine: dosage créatinine sanguine impératif
- Calcium
- Phosphore
- Acide urique
- Microalbumine
- Recherche de corps cétonique
- Electrophorèse des protéines
- Recherche PBJ
- Béta-HCG (Dépistage)
- Benzodiazépines
- Tricycliques
- Barbituriques
- Cannabis
- Opiacés
- Cocaïne
- Amphétamines
- Métamphétamines
- Méthadone
- Ecstasy = MDMA
- Buprénorphine

LIQ. PONCTION

- Ascite Articulaire
- Pleural Péricardique
- Autre:
- Protéines Na, K, Cl
- Glucose LDH
- pH Lipase
- Triglycérides

SELLES

- Recherche de sang

SEROTHEQUE

- Sérothèque -80°C

**AUTRES EXAMENS :
Merci de préciser AU RECTO**