

























ANALYSE	METHODE	TYPE D'ECOUVILLON ou SUPPORT	IMAGE	DETAIL	LIEU DE REALISATION
Examen Bactériologique Standard	ED+ Culture	eSwab		Bouchon rose	CHI
Recherche de carbapénémase	PCR	COPAN Stuart		Bouchon rouge double tige prélèvement anal	CHI Genexpert
Recherche de <i>Streptocoque B</i>	PCR	COPAN Stuart		Bouchon rouge double tige prélèvement vaginal	CHI Genexpert
Gonocoque	Culture	eswab		Bouchon rose (prélèvements anal, pharyngé, pus uretral, vaginal, endol)	CHI
		Pot ou tube stérile sans conservateur		Urine premier jet sans conservateur (Homme uniquement)	
	PCR	Pot ou tube stérile sans conservateur		Urine premier jet sans conservateur	CHI Elite Genexpert
		COPAN Vaginal/endocervical		Bouchon rose (prélèvements anal, pharyngé, pus uretral, vaginal, endol)	
Chlamydiae / Tricomonas vaginalis	PCR	Pot ou tube stérile sans conservateur		Urine premier jet sans conservateur (Homme uniquement)	CHI Elite Genexpert
		COPAN Vaginal/endocervical		Bouchon rose (prélèvements anal, pharyngé, pus uretral, vaginal, endol)	
SARS-Cov-2 Grippe VRS	RT-PCR RT-LAMP	Kit labo		Tube eau physiologique + écouvillon + sachet	CHI ID NOW Elite Genexpert
		COPAN nasopharynx		Bouchon rouge	
Herpes/VZV	PCR	Virocult		Bouchon vert (Cutanéomuqueux, Cornée, Œil(nné), Oropharyngé(nné),)	CHI Elite
		COPAN vaginal/endocervical		Bouchon rose (prélèvements anal, pharyngé, pus uretral, vaginal, endol: prélèvement des lésions)	
Mycoplasma Genitalium	PCR	COPAN Vaginal/endocervical		Bouchon rose	CHI Elite
		Pot ou tube stérile sans conservateur		Urine premier jet sans conservateur (Homme uniquement)	
Mycoplasma pneumoniae	PCR	M4RT		Milieu de transport pour virus et bactéries prélèvements oropharyngés ou nasopharyngés	Biomnis
		Kit labo		Tube eau physiologique + écouvillon + sachet	CHI Filmarray
CMV	PCR	Virocult		Bouchon vert (salivaire ou ORL)	CHI Elite
		Pot ou tube stérile sans conservateur		Urine nouveau-né sans conservateur	
Amibes	PCR	Kit amibe		Disponible UNIQUEMENT sur demande au laboratoire	CHU Nice
	Culture				
Coqueluche	PCR	Kit labo		Tube eau physiologique + écouvillon + sachet	CHI Elite
		COPAN nasopharynx		Bouchon rouge	
Rougeole	RT-PCR	COPAN nasopharynx		Bouchon rouge Réaliser impérativement en complément un prélèvement sanguin (tube sec/rouge)	CNR
Enterovirus	Culture	Virocult		Bouchon vert	CNR
	RT-PCR				